

"Pass to print"

## VIGTIG INFORMATION OM TESTEN

- Anvendelsestemperatur: mellem 10°C og 40°C
- Opbevaringstemperatur: mellem -20°C og 70°C
- Opbevares utilgængeligt for børn og dyr
- Må ikke indtages.
- Ved indtagelse ring 112
- Advarsel: skrøbelig (glasrør)
- Undgå kontakt med tøj
- Pres ikke luften ud af ballonen mod andre mennesker
- Skyl med rigeligt vand, hvis du får indholdet på huden eller i øjnene
- Dette er et engangsprodukt; må kun bruges én gang uanset resultaterne
- Bortskaf produktet, når det er brugt
- Bortskaffes som normalt husholdningsaffald (indeholder kemiske stoffer)
- Kontroller, at udløbsdatoen er gyldig før brug
- Resultaterne af denne test kan ikke bruges som bevis mod offentlige tests
- Beslutningen chaufføren tager på baggrund af denne test, er på hans/hendes eget ansvar
- Risikoen for en ulykke er mindst 3 gange så høj med en alkoholpromille på 0,5
- Produktets producent eller distributør kan ikke drages til ansvar for uagtsom brug af produktet

**DETTE ER EN ENGANGSTEST OG MÅ KUN BRUGES EN GANG, UANSET RESULTATET!**

Dansk distributør • Testdig ApS  
2950 Vedbaek  
info@testdig.info  
Danmark  
www.testdig.info



Caractéristiques certifiées selon la Norme  
**NFX 20-702:2014** . Aptitude à l'usage  
. Qualités métrologiques

ÉTHYLOTEST CHIMIQUE 01/01 ETHYSC - 0,25L LNE, 1 rue Gaston Boissier, 75015 Paris - FRANCE - www.marque-nf.com



TESTS ET CONTRÔLES CERTIFIÉS  
BP23 - 34150 GIGNAC - FRANCE  
www.contralco.com - info@contralco.com  
Produit fabriqué en France  
Brevet et marque déposés



**FJERN RØRET**

## VIGTIG INFORMATION INDEN TESTEN BRUGES

Vent mindst 10 minutter med at puste efter indtagelse af alkohol eller andre stoffer (mundskyl, medicin...).

Det maksimale blodalkoholniveau indtræffer ca. 45 min. til 60 min. efter indtagelse af sidste genstand.



**FJERN**

røret som vist



**SKUB**

enderne ind så langt du kan



**BLÆS**

ballonen op på en udånding



**INDSÆT**

røret i ballonen



**TRYK**

al luften ud af ballonen i løbet af et 15-sekunders interval og tag røret ud



**FOLD**

din hånd rundt om røret

Afhængig af farven på den runde etiket på ballonen, hold røret i hånden i følgende tid:  
Hvid etiket: 1 min  
Rød etiket: 3 min

## AFLÆS RESULTATET AF TESTEN:

ÅBN DIN HÅND STRAKS OG TJEK FARVEN PÅ KRYSTALLERNE!

- **RØD FARVE:** Du er over promillegrænsen på 0,5 promille. Det svarer til 0,25 mg alkohol pr. liter luft. eller 0,5 g alkohol pr. liter blod.
- **INGEN FARVE:** Du har under 0,5 promille. Vent nogle minutter og kig igen

Bemærk: Krystallerne kan blive røde flere minutter efter at testen er taget. Det betyder, at din promille ikke er 0. DET ANBEFALES IKKE AT KØRE!

